



## SCHEDA TECNICA

Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

# DEVICE<sup>®</sup> TB-2

Registrazione del Ministero della Salute n. 19035

### INSETTICIDA IN COMPRESSE EFFERVESCENTI PER IL CONTROLLO DELLE LARVE DI ZANZARE NEI LUOGHI DI RIPRODUZIONE

#### Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Diflubenzuron puro	2 g
Coformulanti	98 g

#### **Caratteristiche**

DEVICE<sup>®</sup> TB-2 agisce per ingestione e contatto contro le larve di zanzare. DEVICE<sup>®</sup> TB-2 interferisce con la formazione di chitina nella cuticola delle larve di zanzare bloccandone il normale processo di muta.

Gli effetti dell'applicazione del DEVICE<sup>®</sup> TB-2 sulle larve di zanzare sono visibili dopo 2 - 4 giorni. Ripetere i trattamenti di DEVICE<sup>®</sup> TB-2 ogni 3-4 settimane nel periodo primaverile - estivo, in corrispondenza della riproduzione delle zanzare.

#### **Campo d'applicazione**

DEVICE<sup>®</sup> TB-2 è un insetticida in compresse effervescenti per il controllo delle larve di zanzare nei luoghi di riproduzione.

DEVICE<sup>®</sup> TB-2 è applicato direttamente nei luoghi di riproduzione delle larve di zanzare quali: acque stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze d'acqua, vasi di fiori recisi, sottovasi, copertoni, fontane e piccoli specchi d'acqua) e in sistemi idraulici chiusi quali: tombini, fosse settiche, vasche di depurazione sia in zone urbane che agricole.

#### **Modalità e dosi d'uso**

1 compressa per 40 litri di acqua in caso di acque molto inquinate/organiche (es. tombini)

1 compressa ogni 8 m<sup>3</sup> in caso di acque chiare

1 compressa ogni 4 m<sup>3</sup> in caso di acque sporche

#### **Confezione**

Secchiello da 5 kg

COD 1-1441-4-1X5

